

PressodiTh[®]

pneumo-compressione sequenziale
per il trattamento della patologia venolinfatica



Ripristinare la funzionalità dei tessuti

- >>> è lavoro medico, serio e costante
- >>> è adesione all'approccio scientifico

Scegli sicuro, scegli **PressodiTh**

CERTIFICATO AD USO MEDICALE

**PressodiTh, in un unico sistema,
50 programmi di pneumo-compressione**

Terapie	Programmi	Target Clinico
Terapia di Mantenimento	1	Post Trattamento
Terapia Drenante Arti Inferiori	5	Edema Molle, Edema da Ortostatismo, Linfedema ai primi stadi, Ritenzione, Insufficienza Venosa
Terapia Drenante Arti Superiori (con bracciale opzionale)	3	Edema Post Mastectomia, Ritenzione
Terapia PEF	1	Panniculopatia di I° e II° grado
Terapia PEF Arti Superiori (con bracciale opzionale)	1	Panniculopatia Arto Superiore
Terapia Distrettuale (inguinale, addominale e soprapatellare)	2	Distrofie, Miopatie e Atrofie Muscolari, Potenziamento Muscolare
Terapia d'Urto	1	Linfedema Fibrotico, Stadio Avanzato
Terapia Modellante	1	Lipedema
Terapia Drenante Arti Superiori (con bracciale, opzionale, a 5 settori)	6	Edema Post Mastectomia, Ritenzione, Insufficienza Venosa
Terapia Combinata per protocolli personalizzati (auto programmazione)	29	Edema Post Mastectomia, Ritenzione, Lipedema, Insufficienza Venosa

Abbiamo innovato **PressodiTh** per garantirne l'impiego in campo medico e per migliorare l'evidenza dei risultati.

Caratteristiche tecniche di PressodiTh

- Alimentazione da rete 230 Vac 50-60 Hz \pm 10%
- Potenza massima assorbita dalla rete 220 VA
- Doppio fusibile di protezione sulla rete 1,6 Rit - 5 x 20 mm
- Display LCD retroilluminato, per la visualizzazione ed il controllo dei parametri operativi grafico 240 x 128 pixel
- Tempo di trattamento programmabile fino a 60 minuti
- Numero settori pneumatici (uscite) 9

Regolazione pressione e tempo indipendente per ogni settore

- Pressione massima 200 mm Hg
- Protocolli memorizzati 21
- Protocolli memorizzabili 50
- Contenitore carrellato in lamiera 37 x 96 x 39 cm
Dimensioni esterne (largh. x alt. x prof.)
- Peso corpo macchina 30 kg

La dotazione di PressodiTh

Display grafico multifunzione

Tasto encoder per la selezione dei programmi

Smart card per la personalizzazione dei programmi

Pediera

Ventriera

Gambali

Pulsante Pausa / Stop



SINCERT



DIETOSYSTEM

CE
0476

una divisione di DS Medica
20125 Milano - Viale Monza 133 - Tel. +39 02 28172 200 - Fax +39 02 28172 299
eMail: dsmedica@dsmedigroup.com - www.dsmedigroup.it/dsmedica